

HI14143

pH-elektrode met Quick DIN-connectie



Code	HI14143
Omschrijving	pH-elektrode
Referentie	Enkelvoudig, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Open
Elektrolyt	Viscolene
Max. druk	0,1 bar
Bereik	0 tot 12 pH 0 tot 50 °C
Uiteinde/vorm	vlak
Temperatuursensor	Ja
Versterker	Ja
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Leder, papier, HI99171
Aanbevolen werkttemp.	20 tot 40 °C
Connectie	Quick DIN

