

HI5414

Referentie-elektrode met banaan-connectie



Code	HI5414
Omschrijving	Referentie-elektrode
Referentie	Enkelvoudig, Hg/Hg ₂ Cl ₂
Junctie/ stroomsnelheid	Keramisch, dubbel
Elektrolyt	KCl 3,5M
Max. druk	3 bar met tegendruk
Bereik	T: -5 tot 60 °C
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	1m
Aanbevolen gebruik	Metingen met vulling op afstand
Aanbevolen werkttemp.	-5 tot 30 °C
Afmetingen	120 mm, Ø 12 mm
Connectie	banaan

