

HI4115  
Zilver/Sulfide  
Ion-selectieve elektrode



Parameter	Zilver/sulfide
Code	HI4115
Type	Solid state, combinatie
Meetbereik	Ag+ 1,0 M tot $1 \times 10^{-6}$ M 107900 tot 0,11 ppm S= 1,0 M tot $1 \times 10^{-7}$ M 32100 tot 0,003 ppm
Optimaal pH-bereik	Ag+ 2 tot 8 S= 12 tot 14
Temperatuurbereik	0 tot 80 °C
Gemiddelde afwijking	+56 Ag+/- -28 S
Behuizing buiten diameter	12 mm
Inschuiflengte	120 mm
Behuizing materiaal	PEI
Kabel	1 m coaxiaal
Connector	BNC

