

FC2020

Elektrode met 3,5 mm jack-connectie

voor edge



PH/ISE/ORP-METERS

Code	FC2020
Omschrijving	digitale pH-elektrode
Referentie	dubbel, Ag/AgCl
Junctie	open
Elektrolyt	viscolene
Max. druk	0,1 bar
Bereik	0 tot 12 pH
Werktemperatuur	0 tot 60 °C - LT
Uiteinde	conisch (6 x 10 mm)
Temperatuursensor	ja
Matching pin	ja
Versterkt	ja
Materiaal behuizing	PVDF
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Zuivel
Afmetingen	75 mm, Ø 6 mm
Connectie	3,5 mm jack

