

Elektrode met bluetooth-connectie



Code	FC2142
Referentie	dubbel, Ag/AgCl
Junctie/ stroomsnelheid	cloth
Elektrolyt	gel
Bereik	pH: 0 tot 13
Vorm	sferisch
Buitentste diam. (glas)	
Sondelengte	120 mm
Werkings temperatuur	0 tot 80 °C
Omgeving	0,0 to 50,0°C, elektronische module is niet waterbestendig
Temperatuursensor	Ja
Materiaal body	Titanium
Connectie	Bluetooth Smart (4.0), 10 m bereik
Batterij	CR2032 3V lithium ion ca. 500 u
Toepassing	Bier, wort

