

pH-elektrode met Quick DIN-connectie



Code	FC2143
Omschrijving	pH-elektrode
Referentie	Enkelvoudig, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	Cloth
Elektrolyt	Gel
Max. druk	3 bar
Bereik	0 tot 12 pH 0 tot 80 °C
Uiteinde/vorm	Sferisch
Temperatuursensor	Ja
Versterker	Ja
Materiaal behuizing	Titanium
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Bier, HI99151, HI98167
Aanbevolen werkttemp.	20 tot 40 °C
Afmetingen	Ø14 mm
Connectie	Quick DIN

