

HI921

Autosampler

TITRATIESYSTEMEN



- ✓ Flexibele, nauwkeurige detectie van het titratie-eindpunt met HI902C potentiometrische titrator
- ✓ Automatisering van 16 monsters van 150 ml of 18 van 100 ml per plateau
- ✓ De Autosampler kent altijd de positie van het plateau zonder de noodzaak om te kalibreren.
- ✓ Elektrodespoelfunctie: tot 3 bekers per plateau kunnen worden aangewezen
- ✓ Automatische toevoeging van reagentia of gedemineraliseerd water door de peristaltische pomp
- ✓ Controlepaneel voor handmatige bediening van motoren en pompen
- ✓ Ingebouwde magneetroerder of optionele propellerroerder
- ✓ Barcodelezer voor eenvoudige steekproefopvolging
- ✓ Ingebouwde RFID in elk plateau: serienummer en type
- ✓ Optische infraroodstraal detecteert de aanwezigheid of afwezigheid van bekers, dit zorgt ervoor dat de autosampler niet doorgaat met titreren als een beker ontbreekt
- ✓ 'Veld'-upgradebare software
- ✓ Monsterplateaus gemaakt van chemisch-bestendige materialen zijn verwijderbaar, gemakkelijk schoon te maken en vaatwasmachinebestendig.
- ✓ Elektrodehouder geschikt voor 3 x 12 mm elektroden, temperatuursensor, 1 afzuigslang en 5 multifunctionele slangen
- ✓ Real-time voortgang en resultaten weergegeven op het scherm
- ✓ Optionele geïntegreerde peristaltische (tot 3) of membraanpompen
- ✓ Monsternivelleringsfunctie: automatische niveauregeling voor snelle bereiding van volumetrische monsters
- ✓ Afvalverwijdering: zuigt monsters in een afvalcontainer

Automatiseer tot 18 monsters

De HI921 Autosampler is een geautomatiseerd titratiesysteem ontworpen voor gebruik met de HI902C titrator. Dit hoge kwaliteitssysteem maakt de titratie van meerdere monsters snel en gemakkelijk.

De HI921 kan tot drie peristaltische pompen gebruiken voor automatische reagenstoevoeging, monsternivellering en afvalafzuiging, monsternivellering en afvalafzuiging en één membraanpomp voor spoelen. Een controlebord staat in voor handmatige bediening van de motoren en pompen. De HI921 beschikt ook over een ingebouwde magneetroerder, elektrodespoelfunctie, USB-interface met compatibele barcodelezer en ingebouwde RFID voor elk plateau.

Met de Autosampler kunnen maximaal 18 monsters na elkaar worden doorlopen. De HI921 Autosampler communiceert rechtstreeks met de HI902C voor titratiemethoden. Namen en groottes kunnen aangepast of automatisch ingevuld worden. Zodra de Autosampler-reeks voltooid is, zijn twee rapporten beschikbaar: een sequentierapport met een tabel met monsternaam, bekerpositie, steekproefgrootte en resultaat voor het plateau, en een gedetailleerd titratierapport voor elk individueel monster, met inbegrip van de grafiek van de titratie data.



TITRATIESYSTEMEN

- ✓ Peristaltische en membraanpompen
- ✓ RFID
- ✓ Compatibiliteit digitale weegschaal
- ✓ Automatisch monsternamen ingeven
- ✓ Statusindicatorlampje

Specificaties	HI921
Elektrodehoudergleuven	3 x 12 mm elektrodes
	voor 1 temperatuursensor
	voor 1 afzuigslang
	voor 5 multifunctionele slots (titrant/reagensslangen)
Temperatuursensor	voor 1 bovengemonteerde roerder
	HI7662-A (incl.)
Roerders	ingebouwde magnetische roerder bovengemonteerde roerder (optioneel)
Peristaltische pompen	tot 3 installeerbaar
	in gleuven 1, 2, 3
Membraanpompen	in gleuf 4, voor reiniging
Plateau	16 bekers van 150 ml (HI920-11660)
	18 bekers van 100 ml (HI920-11853)
	ingebouwde RFID, verstuurt plateautype en serienummer
Bekers	ASTM korte glazen bekers
	HI920-060 (150 mL) 16 plastic bekers
	HI920-053 (100 mL) 18 plastic bekers
Controlepaneel	toetsen voor manuele bediening van plateau en titratiekop
	manuele bediening van peristaltische of membraanpompen
	tweelijns achtergrondverlicht scherm met statusinformatie
Barcodelezer	compatibel met USB-barcodelezers, om monsternamen toe te voegen
Opslag	tot 40 plateaus (bv.: 720 rapporten voor 18-bekerplateau)

Bestelinformatie

HI921-100	Autosampler met carousel voor 16 bekers
HI921-110	Autosampler met carousel voor 16 bekers en 1 peristaltische pomp
HI921-120	Autosampler met carousel voor 16 bekers en 2 peristaltische pompen
HI921-130	Autosampler met carousel voor 16 bekers en 3 peristaltische pompen
HI921-200	Autosampler met carousel voor 18 bekers
HI921-210	Autosampler met carousel voor 18 bekers en 1 peristaltische pomp
HI921-220	Autosampler met carousel voor 18 bekers en 2 peristaltische pompen
HI921-221	Autosampler met carousel voor 18 bekers en 2 peristaltische pompen en 1 membraan pomp
HI921-230	Autosampler met carousel voor 18 bekers en 3 peristaltische pompen