


HI4004  
**Calcium**  
Ion-selectieve elektrode



| Parameter                 | Calcium   |
|---------------------------|---|
| Code                      | HI4004  |
| Type                      | Polymeermembraan, halve cel                                 |
| Meetbereik                | 1 M tot $3 \times 10^{-6}$ M<br>40080 tot 0,12 ppm          |
| Optimaal pH-bereik        | 4 tot 10  |
| Temperatuurbereik         | 0 tot 40 °C   |
| Gemiddelde afwijking      | +28   |
| Behuizing buiten diameter | 12 mm   |
| Inschuiflengte            | 120 mm  |
| Behuizing materiaal       | PVC   |
| Kabel                     | 1 m coaxiaal  |
| Connector                 | BNC   |
| Toepassingen              | Bepaling van vrije calcium in dranken,<br>water en zeewater |



*Bij langdurige opslag koel bewaren.*