


HI4104

# Calcium

Ion-selectieve elektrode



Parameter	Calcium
Code	HI4104
Type	Polymeermembraan, combinatie
Meetbereik	1M tot $3 \times 10^{-6}$ M 40080 tot 0,12 ppm
Optimaal pH-bereik	4 tot 10
Temperatuurbereik	0 tot 40 °C
Gemiddelde afwijking	+28
Behuizing buiten diameter	12 mm
Inschuiflengte	120 mm
Behuizing materiaal	PEI/PVC
Kabel	1 m coaxiaal
Connector	BNC
Toepassingen	Bepaling van vrije calcium in dranken, water en zeewater



*Bij langdurige opslag koel bewaren.*