

HI5312

Referentie-elektrode met banaan-connectie



Code	HI5312
Omschrijving	Referentie-elektrode
Referentie	Dubbel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	PTFE hoes
Elektrolyt	KCl 3,5M
Max. druk	0,1 bar
Temperatuurbereik	T: -5 tot 100 °C
Materiaal behuizing	Glas
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Titraties, monsters met opgeloste stoffen
Aanbevolen werktimp.	-5 tot 30 °C + 20 tot 40 °C
Afmetingen	120 mm
Connectie	banaan

