

HI5315

Referentie

Ion-selectieve elektrode



Parameter	Referentie
Code	HI5315
Type	niet van toepassing
Meetbereik	niet van toepassing
Optimaal pH-bereik	niet van toepassing
Temperatuurbereik	0 tot 80 °C
Gemiddelde afwijking	niet van toepassing
Behuizing buiten diameter	12 mm
Inschuiflengte	120 mm
Behuizing materiaal	PEI
Kabel	1 m coaxiaal
Connector	banaan
Toepassingen	Om het elektrische circuit te vervolledigen en een stabiele referentiespanning te leveren voor ISE-halvecellen

