

HI36200

Elektrode met 3,5 mm jack-connectie

voor edge



Code	HI36200
Omschrijving	digitale ORP-elektrode
Referentie	enkel, Ag/AgCl
Junctie/stroomsnelheid	ceramisch, enkel
Elektrolyt	gel
Max. druk	2 bar
Bereik	ORP: ± 2000 mV
Werktemperatuur	-5 tot 70 °C
Uiteinde	platina pin
Temperatuursensor	ja
Matching pin	ja
Versterkt	ja
Materiaal behuizing	PEI
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	Veldtoepassingen
Afmetingen	120 mm, \varnothing 12 mm
Connectie	3,5 mm jack

