

# Électrode pH combinée

Pour **HI99151**

## FC2143

Référence	FC214D
Description	Électrode pH
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Tissu
Électrolyte	Gel
Pression maxi	3 bar
Gamme	0 à 12 pH 0 à 80 °C
Embout	Sphérique (Ø 5 mm)
Capteur de température	Oui
Amplificateur	Oui
Matériau du corps	Alliage titane
Câble	7 brins ; 1 m
Connecteur	DIN Quick Connect
Usage recommandé	Bière
Température d'utilisation recommandé	0 à 80 °C

