

Électrode pH spécifique

Pour **HI991002** et **HI991003**

HI12973

Référence	HI12973
Description	Électrode pH/rédox combinée
Référence	Simple, Ag/AgCl
Jonction / Débit	Tissu
Électrolyte	Gel
Pression maxi	3 bar
Gamme	0 à 13 pH ; rédox 0 à 80 °C
Embout	pH: conique (3 mm) Rédox: capteur en platine
Capteur de température	Oui
Amplificateur	Oui
Matériau du corps	Alliage titane
Câble	1 m
Connecteur	DIN Quick Connect
Usage recommandé	Eaux usées, eau potable, traitement de l'eau, piscines
Température d'utilisation recommandée	0 à 80 °C

