

HI76312

EC-elektrode voor HI5xxx



Code	HI76312
Omschrijving	Platina EC-elektrode, DIN-connectie, 1m kabel, voor HI5xxx
Bereik	0.000 to 9.999 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 10.00 to 99.99 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 100.0 to 999.9 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 1.000 to 9.999 mS/cm , 10.00 to 99.99 mS/cm , 100.0 to 1000.0 mS/cm actual EC*
Uiteinde/vorm	4-ring
Temperatuursensor	Ja
Versterker	Nee
Materiaal behuizing	PEI
Kabel	1 m
Aanbevolen gebruik	
Aanbevolen werkttemp.	-5 tot 100°C
Afmetingen	
Connectie	DIN

