

Électrode pH combinée de laboratoire

Pour solutions Tris

HI1343B

Référence	HI1343B
Description	Électrode pH combinée, à remplissage
Référence	Simple, Hg/Hg ₂ Cl ₂
Jonction / Débit	Céramique, simple / 15-20 µL/h
Électrolyte	KCl 3,5 M
Pression maxi	0,1 bar
Gamme	0 à 14 pH -5 à 60 °C
Embout	Sphérique (Ø 7,5 mm)
Capteur de température	Non
Amplificateur	Non
Matériau du corps	Plastique
Câble	Coaxial ; 1 m
Connecteur	BNC
Usage recommandé	Solutions Tris
Température d'utilisation recommandée	20 à 40 °C

